

การสุ่มตัวอย่าง

เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกรมประมง


โรงงานสูบน้ำอย่างแบบทุกรุ่นของการส่งออก

โรงงานสิทธิพิเศษในการออกใบรับรองต่อเนื่อง

ขอขยาย

- ตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อการออกใบรับรองสุขอนามัย
- ตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามระดับโรงงาน
- ตรวจติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรการตรวจติดตาม/มาตรการเข้มงวด

โรงงาน/สินค้า Lot by Lot



กรมประมงแจ้ง
กำหนดวันสุ่มตัวอย่าง



โรงงานยื่นคำขอสุ่มตัวอย่างพร้อมรายการสินค้าคงคลัง ก่อนวัน
สุ่มไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (แต่ไม่ควรเกิน ๕ วันทำการ)


โรงงานสิทธิพิเศษ

กรมประมงตรวจสอบคำขอ

กรมประมง แจ้งการใช้ห้องปฏิบัติการกรมประมง
ให้โรงงานทราบก่อนเข้าสู่ (๑ วันทำการ)

กรมประมง
เข้าสู่ตัวอย่างตามกำหนดนัด

กรมประมง ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี จุลินทรีย์
และกายภาพ



แนวทางการลดจำนวนตัวอย่างสุ่ม (กรณีใช้ห้องปฏิบัติการภายนอก)

ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ (กรมประมง)

จำนวนตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
วิเคราะห์ทางกายภาพให้
เป็นไปตามแผนการสุ่มในคู่มือ
วิธีปฏิบัติงานการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของกรม
ประมง

กรณีส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกรมประมงเพียงแห่งเดียว เพื่อตรวจทั้งทางจุลชีววิทยาและทางเคมี
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีจะใช้ตัวอย่างที่เหลือจากการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (ยกเว้นสินค้าบรรจุกระป๋อง)

- **สินค้าแช่แข็ง/แช่เย็น**

สุ่มตัวอย่าง 5 unit ต่อรายการ (ต้องให้น้ำหนักอย่างน้อย 500 กรัม ต่อ 1 sub sample หากน้ำหนักไม่ถึง 500 กรัม
ต่อ 1 sub sample ให้สุ่มตัวอย่างเพิ่มจนกว่าจะได้น้ำหนักอย่างน้อย 500 กรัม ต่อ 1 sub sample)

- **สินค้ากระป๋อง**

การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สุ่มตัวอย่าง 8 กระป๋อง

การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

สุ่มตัวอย่าง 3 กระป๋อง (กรณีผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลกรัมต่อกระป๋อง)

สุ่มตัวอย่าง 5 กระป๋อง (กรณีผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อกระป๋อง)

- **สินค้าพื้นเมือง**

สุ่มตัวอย่าง 5 unit ต่อรายการ (ต้องให้น้ำหนักรวมกันอย่างน้อย 1,000 กรัมต่อรายการ หากน้ำหนักไม่ถึง 1,000 กรัม
ให้สุ่มตัวอย่างเพิ่มจนกว่าจะได้น้ำหนักอย่างน้อย 1,000 กรัม ต่อรายการ)

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายแห้ง ให้ได้น้ำหนักรวมกันใน 5 unit อย่างน้อย 300 กรัมต่อรายการ

หากส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกรมประมงหลายแห่ง ให้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแยกกันในการส่งตัวอย่างแต่ละห้องปฏิบัติการ